



## 关于奥德声

以服务为方针、以创新为动力、以合作为精神。

服务导向、开创精神以及创新实力。

自 1977 年成立迄今，奥德声始终坚持不变的初衷：  
就是以高质量的助听器帮助人们重新积极地参与人生，  
并且藉此让他们得以重拾生命中的乐趣。



## 复杂环境下的 多重挑战



智悦·理想定制机

- + 双处理器分别处理背景声和言语声
- + 根据您的耳道独家定制
- + 无线充电技术
- + 蓝牙连接 ( 安卓 &iPhone)\*

\* 适用 ASHA 协议的安卓手机

西万拓听力技术（苏州）有限公司

服务热线：400 928 9133

\* 在中国法律允许范围内，本手册所列技术参数最终解释权  
归西万拓听力技术（苏州）有限公司所有

\* 仅供内部使用

## 无惧电量 主动沟通



生活中，我们往往面临着复杂的聆听环境，一大群人同时说话，背景噪音嘈杂，各种说话声音混杂在一起，都让您无法集中注意听想要听的内容。

言语萃取技术很好地解决了这个问题，两个处理器分别处理言语声及环境音，突出言语声。

同时，助听器的电量想必也是一直困扰您的问题，智悦·理想系列可以很好地解决这个问题，您只需要每天睡觉前把您的助听器放在充电盒中，第二天拿出就可以持续续航。

苏械广审（文）第 250921-24204 号  
耳内式助听器 苏械注准 20172191343 耳背式助听器 苏械注准 20172191342  
使用范围：供听力障碍者补偿听力用  
产品生产厂家：西万拓听力技术（苏州）有限公司  
注意事项：请仔细阅读产品说明书或在专业人士的指导下购买和使用。 禁忌内容或注意事项详见说明书。

奥德声 智悦·理想系列



智悦·理想 P Li-ion G6    智悦·理想 HP Li-ion G6

- + 自然声景处理，自适应聆听环境
- + 可充电设计，减少频繁更换电池的烦恼
- + 适合极重度听损人群



- + 言语萃取技术，自如应对复杂聆听场景
- + 还原您自己的声音，初次佩戴也能尽快适应
- + 可充电设计，28 小时续航
- + 适合中重度听损用户



智悦·理想 Mood Li-ion G6    智悦·理想 R Li 7

## 无惧电量，多款充电器可选

配合智悦·理想助听器，提供三款充电器可选。

定制机充电盒适合智悦·理想定制机，采用无线充电方式，为助听器加满电量。



定制机充电盒



锂电池充电底座二代

智悦·理想 Mood 可使用锂电池充电底座二代。翻盖设计，可以很好地保护助听器。感应充电，同时支持 30 分钟快充。



通用充电器



通用充电器底座

通用充电器底座适用于智悦·理想耳背机及智悦·理想 +R，大大减少了多种充电器选择的烦恼，可选搭配通用助听器底座，帮助您的助听器在充电时保持直立状态。

## 配件升级 更好的适配度，更隐形\*

- 无需工具，插拔更方便
- 受话器 3.0 有 5 种长度，4 种功率可选
- 耳塞全新升级，舒适贴合耳道
- 适用于智悦 +R / 智悦·理想 +R

\*相较于上一代配件



受话器 3.0



## 个性化体验 触手可及

奥德声 APP 在您的智能手机上安装完成后即可将智能手机作为助听设备的遥控器。打电话，听音乐，看电视，声音都可直接传输至助听器中。





## 关于奥德声

以服务为方针、以创新为动力、以合作为精神。

服务导向、开创精神以及创新实力。

自 1977 年成立迄今，奥德声始终坚持不变的初衷：  
就是以高质量的助听器帮助人们重新积极地参与人生，  
并且藉此让他们得以重拾生命中的乐趣。



智悦 BP 7

智悦 SP 7

西万拓听力技术（苏州）有限公司

服务热线：400 928 9133

\* 在中国法律允许范围内，本手册所列技术参数最终解释权  
\* 归西万拓听力技术（苏州）有限公司所有  
\* 仅供内部使用

苏械广审（文）第 250712-24206 号  
耳内式助听器 苏械注准 20172191343 耳背式助听器 苏械注准 20172191342  
使用范围：供听力障碍者补偿听力用  
产品生产厂家：西万拓听力技术（苏州）有限公司  
注意事项：请仔细阅读产品说明书或在专业人士的指导下购买和使用。 禁忌内容或注意事项详见说明书。

- + 全新升级，自如应对嘈杂环境
- + 蓝牙连接 ( 安卓 &iPhone)\*
- + 长时间续航

\* 适用 ASHA 协议的安卓手机

## 运动人生 聆听不止

全新智悦系列，  
助您在多种场景都无惧聆听



奥德声 智悦系列

## 智悦定制机 小巧智能，量身定制

智悦系列定制机，外形小巧，搭载最新奥德声声学技术，具有无线功能及提供双麦克风可选，可以更好地定位和聆听声音。

配合奥德声 APP, 您可在手机上随意调节您的机器音量，切换程序等。



智悦定制机



智悦定制机

## 智悦系列 全新升级



### 自然声景处理 2.0

凭借言语萃取技术，自然声景处理 2.0 能够全面分析声学环境，并将言语声与环境音分开处理，为您提供全新聆听体验。



### 自动回响降低

当您走入高回声环境，自动回响降低功能将自动开启，实时减少不必要的回音，保留空间感的同时又带来舒适的聆听体验。



### 原音重现 2.0

原音重现通过识别用户特定的语音模式，并将其集成到信号处理中。输出的声音更符合用户自然的原声，帮助初次佩戴助听器的用户适应助听器。



### 音频直传

利用蓝牙技术，可轻松直连安卓/iPhone 等智能手机，将手机音频传输至助听器。



### 运动传感器

智悦集成了运动传感器，在场景识别中新增了运动状态监测功能，能够定义 120 多种不同的聆听场景，扩展了全新聆听场景。



### 全新的产品设计

智悦系列产品拥有着独特的符合人体工程的外观设计，可以让助听器小巧隐蔽的同时，佩戴一整天也不会不舒服。



## 复杂环境 自在聆听

全新升级智悦 + RIC 机支持 iPhone 和安卓设备蓝牙直传，双处理器分别处理言语和环境声，能够助您在嘈杂环境下自在聆听。借助原音重现 2.0，您的声音能够得到一定程度的还原，听起来易于接受和理解。

集成了支持自然声景处理的实时运动传感器，将场景定义为 120 多种聆听场景，无论在聚会上闲聊、在热闹的街边行走，都能听清楚言语声。



智悦 Mood G6

智悦系列耳背机非常适用于重度听损用户。外形小巧，使用 13 号电池。原音重现处理佩戴者原声的方式与处理其他声音的方式不同，可以确保佩戴者获得自然原声体验。



智悦 Duo G5



智悦 P G5



RS7



## 配件升级 更好的适配度，更隐形\*

- 细声管 3.0 全新外观设计，5 种长度可选
- 两种功率可选 0.9mm 和 1.4mm
- 耳塞全新升级，舒适贴合耳道
- 适用于 B P 7

\*相较于上一代配件



细声管 3.0



## 个性化体验 触手可及

奥德声 APP 在您的智能手机上安装完成后即可将智能手机作为助听设备的遥控器。打电话，听音乐，看电视，声音都可直接传输至助听器中。