



关于奥德声

以服务为方针、以创新为动力、以合作为精神

服务导向、开创精神以及创新实力。

成立迄今，奥德声始终坚持不变的初衷：

就是以高质量的助听器帮助人们重新积极地参与人生，
并且藉此让他们得以重拾生命中的乐趣。



运动人生 聆听不止

全新智悦系列，
助您在多种场景都无惧聆听



智悦中功率耳背机



智悦大功率耳背机



智悦RIC机



智悦定制机



智悦定制机

智悦定制机 小巧智能，量身定制

智悦系列定制机，外形小巧，搭载最新奥德声声学技术，具有无线功能及提供双麦克风可选，可以更好地定位和聆听声音。

配合奥德声APP，您可在手机上随意调节您的机器音量，切换程序等。



智悦定制机



智悦定制机



智悦中功率耳背机



智悦大功率耳背机

+ 外形小巧隐蔽

+ 适合嘈杂环境下的聆听

+ 适合中度到极重度听损用户

苏械广审(文)第250921-19016号

耳内式助听器 苏械注准20172461343

耳背式助听器 苏械注准20172461342

使用范围：供听力障碍者补偿听力用

产品产地：西万拓听力技术(苏州)有限公司

注意事项：请仔细阅读产品说明书或者在专业人士的指导下购买和使用。

禁忌内容或注意事项详见说明书

西万拓听力技术(苏州)有限公司

奥德声 智悦

智悦系列 解锁更多聆听场景



自然声景处理

全新自然声景处理功能能够全面地分析声学环境，智悦在复杂环境中可以提供个性化的聆听体验以及出色的音质。



运动传感器

智悦集成了运动传感器，在场景识别中新增了运动状态监测功能，能够定义120多种不同的聆听场景，扩展了全新聆听场景。



原音重现

原音重现通过识别用户特定的语音模式，并将其集成到信号处理中。输出的声音更符合用户自然的原声，帮助初次佩戴助听器的用户适应助听器。



音频直传

利用蓝牙技术，可轻松直连安卓/iPhone等智能手机，将手机音频传输至助听器。



全新的产品设计

智悦系列产品拥有独特的符合人体工程的外观设计，可以让助听器小巧隐蔽的同时，佩戴一整天也不会不舒服。

无论身处何地， 均能获得绝佳的聆听体验

智悦RIC机配备了与智能手机中相似的运动传感器，能够比以往更好地识别您所处的聆听场景。

它支持的聆听场景是上一代的20多倍，其能够自动选择适合您所在聆听场景的程序。



搭载自然声景技术，能够比上代产品更好地识别您所处的场景，并可自动设置适合您的聆听程序



原音重现 您自己的声音

智悦RIC机可识别您特定的语音模式，并将其进行处理。处理后的声音听起来更加自然且更易于理解。帮助您更愿意进行沟通交流，并积极地参与社会活动，从而改善个人生活质量。



智悦RIC机

蓝牙连接 音频直传

利用蓝牙技术，可轻松直连安卓/iPhone等智能手机。无论是休闲还是工作，都能享受聆听。无线通支持从安卓智能手机与助听器进行音频直传。



TV伴侣



无线通