



关于奥德声

以服务为方针、以创新为动力、以合作为精神

服务导向、开创精神以及创新实力。

成立迄今，奥德声始终坚持不变的初衷：

就是以高质量的助听器帮助人们重新积极地参与人生，并且藉此让他们得以重拾生命中的乐趣。



智悦·理想定制机

- + 双处理器分别处理背景声和言语声
- + 根据您的耳道独家定制
- + 无线充电技术
- + 蓝牙连接（安卓&iPhone）

苏械广审（文）第250921-19014号

耳内式助听器 苏械注准20172461343

耳背式助听器 苏械注准20172461342

使用范围：供听力障碍者补偿听力用

产品生产地：西万拓听力技术（苏州）有限公司

注意事项：请仔细阅读产品说明书或者在专业人士的指导下购买和使用。

禁忌内容或注意事项 详见说明书

主动沟通，无惧电量



智悦·理想定制机



智悦·理想RIC机



智悦·理想耳背机

复杂环境下的多重挑战

生活中，我们往往面临着复杂的聆听环境，一大群人同时说话，背景噪音嘈杂，各种说话声音混杂在一起，都让您无法集中注意听想要听的内容。

言语萃取技术很好的解决了这个问题，两个处理器分别处理言语声及环境音，突出言语声。

奥德声 智悦·理想



智悦·理想 超大功率耳背机

- + 自然声景处理，自适应聆听环境
- + 可充电，57小时续航
(含5小时音频传输)
- + 适合极重度听损人群



智悦·理想 RIC机

- + 自然声景处理，自适应聆听环境
- + 搭载运动传感器，运动中也能聆听
- + 可充电，21小时续航
- + 蓝牙连接，直连iPhone手机



无惧电量，多款充电器可选

配合智悦·理想助听器，提供三款充电器可选。

定制机充电盒适合智悦·理想定制机，采用无线充电方式，为助听器加满电量。



定制机充电盒

智悦·理想RIC机可使用锂电池充电底座二代，翻盖设计，可以很好地保护助听器。感应充电，同时支持30分钟快充功能。



锂电池充电底座

通用充电器底座适用于智悦·理想耳背机，大大减少了多种充电器选择地烦恼，可选搭配通用助听器底座，帮助您的助听器在充电时保持直立状态。



通用充电器



通用充电器底座



个性化体验触手可及

奥德声APP在您的智能手机上安装完成后即可将智能手机作为助听设备的遥控器。打电话，听音乐，看电视，声音都可直接传输至助听器中。